



空気でググッと、足スッキリ。



足の冷え、だるさ、ガマンしていませんか？

むくみチェック

- 朝起きると、手足が重い。
- 水分をとり過ぎている。
- ダイエット中で栄養バランスが乱れがち。
- 塩辛い味つけが好き。
- 長時間、立ち仕事をしている。
- じっと、座っていることが多い。
- 運動が嫌いである。
- 夕方になると靴がきつくなる。
- 下着や靴下の跡が消えにくい。

思いあたる項目、いくつありましたか？

○の数が多いほど、足がむくみやすい人といえます。

なぜ、
足のむくみは
起こるの？

私たちの身体には“動脈”と“静脈”があります。心臓から送りだされる血液を“動脈”が身体のすみずみまで運び、その後、“静脈”が老廃物を受け取って心臓に戻します。けれども、重力の影響でどうしても流れが足元で停滞しがち。つまり、足先まで行った血液が戻りにくくなるため、むくみが起こるのです。リンパも同じで足に余分な水分がたまって、むくみやすく冷えがちに。これを防ぐには、まず足をよく動かして血の巡りをよくすることが大切です。

足は健康のバロメーター



商品カラー

グレー系 ピンク系

ARM1VG ARM1VP



⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の方は使用しないでください。医師からマッサージを禁じられている方。【例：血栓（塞栓）症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など/施術部位に疾患がある人】
 - 次の方は必ず医師の診断を受け、その指示に従ってください。ペースメーカー等の電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方/悪性腫瘍のある方/心臓に障害（狭心症、心筋梗塞など）のある方/妊娠初期の不安定期、または出産直後の方/糖尿病などによる末梢循環障害による知覚障害のある人/高血圧症の方/施術部位に創傷のある方/骨折、脱臼、骨粗鬆症や脊椎の骨折、急性疼痛性疾患の方/捻挫、肉離れ等炎症性の方/体温38℃以上（有熱期）の方/安静を必要とする方、体調のすぐれない方/施術部位に創傷やかたづけ治療を受けたところがある方/その他、身体に異常のある方や医師の治療を受けている方
 - 使用中に気分が悪くなったり、刺激が強すぎて苦痛を感じたときは、すぐに使用を中止してください。
 - 本品に万一故障などが発生した場合は、直ちに使用を中止して、お買い求め先までご連絡ください。

●製造販売業者 株式会社マルタカテクノ 藤枝市八幡広通550-1 Tel.054-644-4101



株式会社マルタカテクノは、家庭用電気マッサージ器の設計・開発、製造、及びアフターサービスに対する医療機器における品質マネジメントシステム規格 ISO13485:2003 年認証を取得しています。

電気用品安全法技術基準適合確認済

JANコード:
4969173035010 (ARM1VG)
4969173035027 (ARM1VP)

2090

●ご注文・お問い合わせは

標準小売価格 168,000 円 + 消費税

1年間責任保証 特許出願中

*上の写真は、グレー系の製品です。

*仕様、及びデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 **マルタカ**

東京都中央区銀座6-16-12

0120-484-100

受付時間:平日9~18時(当社休日を除く)

もう、だるい、冷える、
なんて悩まない。
たった15分で気持ちいい。

手足が冷たくてなかなか眠れない、
夕方になるとふくらはぎがバンバンに張っている、
そんな経験はありませんか？
冷えやむくみは年齢に関わらず、
多くの方が悩んでいます。
一日のダメージが集中する足を
マッサージして、健康促進。
スキッと疲れをとりましょう。


マッサージの強さは
4段階。部分に合わせて
好みの強さでどうぞ。

ファスナーなので、
着脱が簡単。

マッサージは全部で5コース。足先から、
足首、ふくらはぎを順にマッサージする
「自動」コースや全体を同時に圧迫する
「全体」コースなどがあります。
自動的に止まる15分タイマーを内蔵。

しゃべるリモコンで、操作もラクラク。

電源を入れると、音声ナビが使い方をご案内、



効果・効能

- あんま、マッサージの代用
- 一般家庭で使用する



歩き疲れ、筋肉痛にも、おすすめ。
さらに嬉しい部分マッサージ!

ショッピングで歩き疲れしたり、スポーツ後には
足元から筋にそって、ググーッとみ上げるの
がマッサージのコツ。

足モミマールは、ブーツをセパレートして足先
だけ、ふくらはぎ単独でも使えます。



●販売名: エアマッサージ機 ARM-01 ●管理医療機器
●家庭用エアマッサージ器 (JMDNコード: K34663000)
●医療機器製造販売承認番号: 21900BZX00701000
●電源電圧: AC100V ●周波数: 50-60Hz ●消費電力: 約66W (50Hz)
/ 約62W (60Hz) ●定格時間: 30分 ●圧力調整: 15-35kPa ●質量:
約8.0kg ●本体寸法: 高さ305×幅224×奥行231mm ●施術範囲: 使用
可能な足サイズ約30cm以下、使用可能な脚周長約45cm以下 ●主
な機能: 圧力調整(4段階)、コース設定(自動/足先/足首/ふくらはぎ/
全体)、音声ガイダンス ●安全装置: タイマー、温度過昇防止機能
日本製 MADE IN JAPAN