

マルタカ創業50年、 足裏マッサージの決定打!!!

指圧ローラーが
ごりごりッと気持ちいい。
大型もみローラーに
はさめば疲れほぐれる。



Comfort Top

コンフォートトップ

家庭用電気マッサージ器 医療機器認証番号:220AGBZX00235A02 希望小売価格89,000円(税別)

Comfort Top

コンフォートトップ



大好きな音楽と ジワッと揉みこむマッサージで 至福のリラックスタイムへ

アンプ・スピーカー内蔵 1年間責任保証

(写真のオーディオ機器は、本機付属品に含まれません)

多彩なマッサージ機能


パワフル指圧&柔らかもみマッサージ

指圧ローラー、大型もみローラー、センターポイントを備える独自のローラー構造です。指圧ローラーは形状の異なる6種類の突起を組み込み、多彩な指圧感でマッサージします。中央部の大型もみローラーはもみ巾を変えて足を包み込むようにジャストフィット。部位にあわせた回転方向と速度調節で、お好みの快適マッサージを15分間お楽しみいただけます。




独自のローラー構造

可変式もみローラー [内部構造写真]



▲危険! 必ず布カバーをつけてご使用ください。絶対に布カバーをはずしたり、分解しないでください。

コントロールパネル




- もみ巾調整
 - もみ巾表示ランプ
 - もみ巾調整ボタン
ボタンの長押しで、もみローラー間隔(狭い~広い)が変わります。
- スピード調整
 - スピード表示ランプ
ランプの点滅・点灯で7段階の速度を表示。
 - スピード調整ボタン
- 電源ボタン
 - 電源入/切ボタン
(回転の方向を選択)
△または▽の入ボタンで、選択方向にローラーの回転がはじまります。

足裏だけじゃない! ふくらはぎ・腕・腰、疲れにあわせた使用方法

ふくらはぎや腰も

パワフルで、しかも使いやすいシンプル設計のローラー型マッサージ器の決定版!!
長年の実績と研究で、進化し続けて完成した「コンフォートトップ」は、ふくらはぎや足首、二の腕にも使えます。




手のひら



ふくらはぎ




足首



うで



足の裏



腰

アンプ・スピーカー内蔵

音楽とのコラボレーションで、本物のリラクゼーションを

思い出のメロディーなどのお好きな音楽を聴きながら、疲れを忘れていただきたいから。iPodや音楽プレーヤーなどお持ちのオーディオ機器を本機付属のオーディオ用接続コードで接続するだけ。内蔵スピーカーから流れるミュージックで、心からリラックスできる寛ぎのマッサージタイムをご堪能いただけます。

コンフォートトップの主な仕様

分類: 管理医療機器 類別: 機械器具 (77) ハイブレーター
販売名: コンフォートトップ 一般的名称: 家庭用電気マッサージ器 医療機器認証番号: 220AGBZX00235A02
機種名: SR08 製造販売業者: 株式会社丸高製作所 〒350-1101 埼玉県川越市大字的場2627-5 製造国: 日本

[本体] 最大寸法: 幅 52×奥行 28×高さ 16.5cm 重量: 約 4.7kg 定格電圧: AC100V 定格周波数: 50/60Hz 消費電力(無負荷): 28W 定格時間: 15分 感電に対する保護クラス: クラス0 電源コード: 長さ 2.3m ローラー回転数: 約 22~48 回転/分 電子タイマー: 15分 実用標準負荷: 30kg 実用最大負荷: 65kg 安全装置: 過負荷停止装置、過熱防止装置、スロースターター機能、カバー未装着停止装置 [スピーカー部] スピーカー: 41-71mm フルレンジタイプ インピーダンス: 8Ω 定格入力: 3W 再生周波数: 100Hz~20kHz アンプ最大出力: 0.7W+0.7W (1kHz8Ω) 入力端子: ステレオジャック 最大入力: 150mv コード/ステレオミニプラグ⇄ステレオミニプラグ 1m

安全に関するご注意

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次の方は本機を使用しないでください。医師からマッサージを禁じられている人 例: 血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)等/自分で意思表示できない人、または自分で操作できない人/乳幼児や子供
- 次の方は必ず医師に相談のうえ、その指示に従ってください。ペースメーカー等の電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人/悪性腫瘍のある人/心臓に障害(狭心症、心筋梗塞)のある人/妊娠中の人または出産直後の人/生理中の人/糖尿病などによる高度な末梢循環障害からくる知覚障害のある人/脚部に重度の血行障害のある人/骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなどの急性と痛性疾患の人や

骨の弱い人/かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人/施術部位に異常(感染症、創傷など)のある人/背骨(脊椎)に異常のある人/背骨が曲がっている人/安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき/高血圧症の人/体温 38℃以上(有熱期)の人 例1. 急性炎症症状【けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期 例2. 衰弱しているとき/その他に身体に異常のある人や医師の治療を受けている人

- 使用中に身体に異常を感じた場合、使用中に気分が悪くなったり刺激が強過ぎて苦痛を感じた場合、使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 過度に強いマッサージはしないでください。
- 布カバーが破れていたり外れた状態、本製品に故障などが発生した場合は直ちに使用を中止し、販売店または製造販売業者までご連絡ください。

●販売元

株式会社 **マルタカ**

東京都中央区銀座 6-16-12 丸高ビル 10階
URL <http://www.marutaka.co.jp>

0120-224-027

平日9時~17時受付(祝祭日、当社休日を除く)

●お取扱店