

Premium Life



4つのもみ玉とエアー、使いやすい充実機能で、
快適なプレミアムライフを。

優しくそして強く、2種類4つのもみ玉で上半身をマッサージする新感覚の心地よさ。
足先とふくらはぎをエアーバックで挟み込み、足元からもリラックス。
自動・手動とお好みのコース選択で、快適なリラクゼーションを。


グランディス
Granovis

4つ玉とエアアーで、快適なリラクゼーション。

技あり! 4つのもみ玉


上下2種類4つのもみ玉で、
上半身を優しくマッサージ。

3つのモータを使用した4つのもみ玉が、
もみ・たたき・ローリング作動しながら、
上半身、首/肩、腰をマッサージ。
首筋や肩は厚いもみ玉で柔らかく、腰の
周辺は突起のついたもみ玉で強めにマッ
サージ。部分に合わせた2種類の形状。
たたき・ローリング時には、玉の幅を3段階
に変えられ、速さも3段階から選べます。
(速さ可変は、もみ・たたき・もみたたき設定時)




もみとエアアーでW快適


左右のエアバックで腿を挟み込み、
心地よく強力に刺激。



エアバックが足先とふくらはぎを
挟み込み、足元からもリラックス。



フットレストが、約17cmも延びる。
長身の方もラクラク。



前に倒せばコンパ
クトなサイズに。
キャスター付きで
移動も簡単。



自動と手動で自分流

押した機能がすぐに使える、
シンプルな3つの自動コース。

もみを中心に全身をマッサージする「ゆっ
たりコース」、たたきを中心にスピードも速い
「すっきりコース」、エアアーで足と腿専用の
「エアークース」を、



自動で選べます。
自分好みに自由自在、手動コースで
4コース・15種類が思いのままに。

[たたきマッサージ] 約400回/分~630
回/分のたたきマッサージができます。*

[もみマッサージ] 約22回/分
~36回/分のもみマッサージが
できます。*

[ローリングマッサージ]
3段階の幅の変更ができます。

[もみたたきマッサージ]
たたきマッサージと、もみマッ
サージが同時にでき移動を
おこないます。*

*印のコースは、強弱3段階の変更ができます。



最大角度160°のリクライニング。
フットレストと別に作動が可能。



Granovis

希望小売価格 361,905円+消費税

機種名: RC501 JANコード: 4969173330016
枕はオプション(別売品)です。

安全に関するご注意 ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次の人は使用しないでください。医師からマッサージを禁じられている人[例:血栓(血栓)症、重度の動脈けい、急性静脈けい、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など]/急性頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人/急性腰痛、椎間板ヘルニア、腰椎すべり症/変形性股関節症など股関節の悪い人/骨粗しょう症の人
- 次の人は必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。医師の治療を受けている人/ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している人/悪性腫瘍のある人/心臓に障害のある人/妊娠中や出産直後の人/糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人/骨折している人、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の人/体温38℃以上(有熱期)の人[例:急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期、衰弱しているとき]/安静を必要とする人や著しく体調のすぐれないとき/施術部位に創傷のある人/過去に心臓や内臓の手術をされた人/背骨に異常のある人、曲がっている人/骨や内臓に起因する腰痛の人/上記以外に身体に特に異常を感じているとき
- はじめてお使いになるときは弱い刺激で、1回1コース(約15分)以内にしてください。
- 首周辺をマッサージするときは施術位置に注意し、首の前方や過度に強いマッサージをしないでください。
- 使用中に気分が悪くなったり苦痛を感じた場合は、あるいは本器に異常を感じた場合は、すぐに電源を切って使用を中止してください。

- 販売名: グランディス ●家庭用電気マッサージ器(管理医療機器)
- 医療機器認証番号: 224AGBZX00068000 ●電源: AC100V(50/60Hz) ●定格消費電力: 85W ●定格時間: 30分 ●リクライニング角度: 約121°~161° ●外形寸法: 高さ104cm×奥行136cm×幅70cm
- 重量: 58kg ●外装生地: ポリウレタン ●安全装置: タイマー、過電流保護装置、温度過昇防止装置 ●電気用品安全法技術基準適合性確認済み



《製造販売業者》
株式会社マルタカテクノ
静岡県藤枝市八幡広通550-1
医療機器製造販売業許可番号
25B2X1000117

●お問い合わせは

株式会社 **マルタカ**
東京都中央区銀座6-16-12丸高ビル
0120-224-027
Free Dial
平日9時~17時受付(祝祭日、及び当社の休日を除く)
<http://www.marutaka.co.jp>

●お取扱店